Nixfarma

Butlletí Setmanal

NIXFARMA SEVeM (IV)



Ja hem vist com es dispensa o s'anul·la un producte de Datamatrix. En aquest butlletí explicarem com consultar l'estat d'un article i les opcions a l'hora de signar els articles.

2



Accedim a l'opció de menú Magatzem -> Accions especials, .





· Des d'aquesta pantalla llegim el producte Datamatrix per la casella d'**article** o be omplim manualment les caselles de **PC, SN, caducitat** i **Lot**.

Acciones especiales SEVeM			CATFARMA 22/02/2019
Operador* NXF Almacén FARMACIA Artículo 698093 E JTIROX 75 MCG 100 COMPRIMIDOS			
PC (Product code) 08470006980934 SN (Serial number) 2250239334 Caducidad 31/08/2021 Lote 261895	Empresa Almacén Des EMP1 1FAF	cripción RMACIA	Stock
O introduïm les dades manualment			
	Verificar	M <u>a</u> rcar muestra simple	
	Envíar <u>v</u> tas libres pendientes	Desmar <u>c</u> ar muestra simple	
Ocatfarma			

· Finalment fem clic a **Verificar** i ens mostrarà un missatge amb l'estat de l'article.



5



LINKS D'INTERÈS D'INFORMACIÓ DEL SEVeM

Presentació (PULSO)

Butlletí 01/02/2019 NIXFARMA SEVeM (I)

Butlletí 07/02/2019 NIXFARMA SEVeM (II)

Butlletí 07/02/2019 NIXFARMA SEVeM (III)

Documentació PULSO Nixfarma SEVeM Eivissa

6



divendres, 22 febrer de 2019

Bon Treball

SEMPRE AL TEU SERVEI

