

Nix**f**arma

Butlletí Setmanal

MATERIAL NO ACONDICIONABLE A L'SPD

© cat**f**arma


MATERIAL NO ACONDICIONABLE A L'SPD

Amb la nova versió de **Nixfarma**, ara és possible personalitzar la visualització dels informes d'SPD i seleccionar si volem que el programa ens informi o no, dels medicaments '**no acondicionables**'.

A continuació indiquem on s'activa aquesta opció.


MATERIAL NO ACONDICIONABLE A L'SPD

Accedim a l'opció de menú **Configuració** → **Empresa** → **Personalització**.



MATERIAL NO ACONDICIONABLE A L'SPD

· Accedim a la pestanya de **Pacients**.

Personalizar la empresa CATFARMA
25/09/2020 

Empresa

Almacén | Venta | Seguro | Compras | Clientes | **Pacientes** | Libros oficia...

Tiempo máximo sin vender un producto para quitarlo del tratamiento

Tratar artículos de parafarmacia en el tratamiento
 Mostrar artículos caducados en el tratamiento

SPD

Ficha trabajo SPD: Formato blíster inverso

Impresión ficha de trabajo

Completa
 Resumida
 Relación

Identificar no acondicionables en informes de SPD

Desactivarem o activarem aquesta opció segons si volem que s'identifiquin o no els medicaments '**no acondicionables**'.

divendres, 25 setembre de 2020

Bon Treball

SEMPRE AL TEU SERVEI

 catfarma